Virex® Wipes

Toallitas limpiadoras desinfectantes en un solo paso

Descripción

Virex Wipes son Toallitas humedecidas limpiadoras desinfectantes en una sola etapa base amonio cuaternario de 5ª generación que están diseñadas para uso en distintos ambientes: Cuidado de Salud, Consultorios, Escuelas, Hoteles, Gimnasios, Oficinas, Tiendas, Sitios Públicos en General, Baños, Restaurantes y Cafeterías en áreas sin manipulación de alimentos.

Beneficios

Virex Wipes tiene eficacia como limpiador desinfectante frente a virus y bacterias como:

- Virus: Hepatitis B Virus [HBV], Hepatitis C Virus [HCV], Herpes Simplex Virus Type 1, HIV-1 [AIDS Virus], Human Coronavirus, Influenza Type A Virus, Rotavirus [Diarrhea-causingvirus], SARS-Related Coronavirus 2 [SARS-CoV-2] [cause of COVID-19], Vaccinia Virus, Avian Influenza A [virus] (H3N2) y otros;
- Bacterias: Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis -Vancomycin Resistant [VRE], Staphylococcus aureus - Methicillin-Resistant [MRSA] y otras.

Aplicaciones

Virex Wipes están diseñados para limpiar y desinfectar superficies duras no porosas como: acrílico, plástico, vinilo, superficies de plástico, formica, cerámica vidriada, fibra de carbono, vidrio, espejos, acero inoxidable, superficies laminadas y asociadas con pisos, paredes, techos, mesas, sillas, superficies sin contacto con alimentos, teléfonos, accesorios, baldosas, superficies exteriores de inodoros, superficies exteriores de urinarios, fregaderos, lavamanos/lavabos, grifos, bañeras, cuartos de ducha y áreas de vestuarios - cualquier superficie lavable dura, no porosa donde la desinfección es requerida. No usar en vasos, platos y utensilios. No recomendado para uso en pantallas de LCD o de computadoras y TV. Se puede usar en superficies y equipos no críticos como: camas, camilla, barandillas, muletas, soportes, desfibriladores, estetoscopios, silla de ruedas, equipamientos y transductores de ultra sonido, etc. También se puede usar en Ambulancias.

Virex® Wipes

Modo de Empleo

Limpie la superficie dura y no porosa con la toallita hasta que la superficie esté visiblemente húmeda. Use suficiente toallitas para mantener las superficies visiblemente húmedas durante 10 minutos. Para SARS-CoV-2, las superficies tratadas deben permanecer visiblemente húmedas durante 4 minutos. Dejar secar al aire, retirar el exceso con un paño limpio o enjaguar según sea necesario. Deseche la toallita usada en la basura. Si las superficies están visiblemente sucias, límpielas primero con otra toallita antes de desinfectar. No tirar en el inodoro.

Información Técnica			
Apariencia	Wipes humedecidos	Política corporativa de Sustentabilidad	Cumple
Color/Olor	Blanco / Fresco	Alta ante SSA	Cumple
Gravedad específica (20°C)	1.00 g/ml	Biodegradable	Cumple
pH (Concentrado)	11.5	Certificación	Cumple

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota: En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte la SDS del producto.

© 2022 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 94639 es 06/22